

0.3 mg  
**IPEN**® EPINEPHRINE  
AUTO-INJECTOR

Remove  
the safety  
cap by pulling  
straight up  
without bending  
or twisting it.

Retirer le  
couvercle de  
sécurité bleu  
tirant tout  
droit, sans le  
plier ni le tordre.



Swing and  
firmly push  
the tip  
into the  
thigh so  
it clicks AND HOLD on  
for several  
seconds to deliver drug.

Balancer le bras et  
appuyer  
fermement  
le bout  
de la pointe sur  
l'articulation  
du genou de la cuisse  
jusqu'à ce que vous  
entendiez un click.  
TENIR contre la  
cuisse pendant plusieurs  
secondes pour activer la  
libération du médicament.



Seek emergency  
medical attention.  
Obtenir des soins  
médicaux d'urgence.

**NEEDLE** ↓ **END**











